


もっと便利にきこえ広がる **ワイヤレスアクセサリ**



リモコンユナイトII 38,500円(税込)
補聴器の音量やプログラムを手元で簡単に操作。



携帯ユナイトII 38,500円(税込)
通話相手の声を直接補聴器へお届け。



シンプルリモコン 22,000円(税込)



会話相手



補聴器



TVユナイトII 38,500円(税込)
テレビの音声を補聴器へ直接送信。



マイクロマイク* 38,500円(税込)
騒がしい環境で離れても相手の声が聞き取りやすい。



マルチマイク* 55,000円(税込)
マイクロマイクの上位モデル。FMシステム、テレコイル、ライン入力にも対応。

* 障害者総合支援法の対応につきましては、各市区町村の福祉課にお問合せください。

■ **イヤモールド(オーダー耳せん)**

	ハード 6色	ソフト 6色	サーモソフト 6色	ソフトシリコン 20色	特徴
セミカナル	●	●	●	●	カナルとスタンダードの中間サイズ。 高度難聴向き。
スタンダード	●	●	●	●	装用の安定感とハウリング抑制に すぐれている。 高度難聴以上向き。

ハード/ソフト/サーモソフト



クリア



赤



桃



黄



緑



青



ソフトシリコン



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



15



16



17



18



19



20

- ①クリア ②クリアピンク ③ホワイト ④ベージュ ⑤ブラウン ⑥ダークブラウン ⑦ブラック ⑧グリーン ⑨ブルー ⑩バイオレット
⑪イエロー ⑫オレンジ ⑬ピンク ⑭レッド ⑮蛍光レッド ⑯蛍光ピンク ⑰蛍光オレンジ ⑱蛍光イエロー ⑲蛍光グリーン ⑳蛍光ブルー

■ **補聴器性能一覧表**

シリーズ名	モデル名	外部入力	最大音響利得 HFA-FOG (±5dB)	90dB入力最大出力音圧レベル ピーク (+3dB SPL以下)	誘導コイル入力の 最大感度レベル HFA-MASL (±6dB SPL)	使用電池	電池寿命 (時間)
ダナロジック・ アンビオ	AM577-DW	●	53	124	85	PR48 (13)	220*2
	AM588-DW	パワー	63	132	91	PR48 (13)	185*2
		ハイパワー*1	68	132	96	PR48 (13)	185*2
	AM598-DW	●	69	141	101	PR44(675)	195*2

最大音響利得は入力音圧50dB SPL。電池の寿命は規準の状態にて測定した値。調整や使用状況により異なります。本データはJIS C 5512:2015の2cm³カプラにより測定、表示してあります。
*1 オプションのイヤフック(ハイパワー用 スタンダード ¥4,455 (税込)、ペビー ¥2,970 (税込)) が必要です。
*2 ワイヤレス機能使用時は補聴器の電池寿命が短くなります。

■ **1年間無償保証**

お買い上げの日から1年間、
自然故障が生じた場合は
無償にて修理いたします。

汗・湿気に強い
ナノテックコーティング

.....

リサウンドの補聴器は表面だけでなく
内部部品にもコーティングを施しているので、
突然の雨やスポーツ時も、故障しにくく安心です。

●補聴器のご試聴・ご相談・ご用命は当店へ。お気軽にご来店下さい。

606
0120-921-102

GNヒアリングジャパン株式会社

販売店様専用電話番号 ☎0120-921-310

一般のお客様電話番号 ☎0120-921-102

受付:月曜～金曜 午前9時～午後5時30分
(土日祝日、年末年始は休み)

www.resound.com

※記載の性能・仕様は改良等のため予告なく変更する場合があります。
※製品の色は実物と異なる場合があります。

※©2022 GNヒアリングジャパン(株) 無断複写・転載禁止。
Bluetoothは、Bluetooth SIG, Inc.の登録商標です。



IP00000770 05 2204A-22045K

このカタログは2022年4月現在のものです。

補聴器は、個々の難聴や「きこえ」の程度に合わせてフィッティングすることが必要です。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。



品質マネジメントシステム
ISO 13485:2016



GN Making Life Sound Better



騒がしい場所でも雑音抑制と音量を自動で調整し、
最適な状態で会話が聞き取れるようサポート。
音量を下げることなくハウリングを抑え、一日中快適に過ごせます。

高度難聴用

AM577-DW



PR48

重度難聴用

AM588-DW



PR48

重度難聴用

AM598-DW



PR44

カラーバリエーション



ミディアム
ブロンズ

ライト
ブロンズ

ベージュ

ダーク
グレー


ダーク
ブラウン

スター
グレー

ブラック

ハウリングをカット

業界最高水準のハウリング抑制機能を搭載。
ハウリングを抑えながら、同時に聞き取りにも
必要な音量も保つことができます。



機 能

- 雑音抑制 (弱/中/中強/強/環境適応)
- ハウリング抑制
- 実環境適応型指向性 (自動調整)
- デジタル式ボリュームコントロール (手動/自動)
- 外部入力
- テレコイル
- 4プログラム
- ワイヤレスオプション対応 (手動/自動)

■ 外部入力システム

オーディオシュー
5,000円 (非課税)



77、88用
ダナロジック・
アンビオ98用

FM受信機一体型
80,000円 (非課税)



77、88用
ダナロジック・
アンビオ98用

電池の種類 PR48 PR44

認証番号 230ABBZX00082000

障害者総合支援法による
補聴器の交付手続きについて

難聴が高度・重度で、身体障害者の基準に適合する場合は、障害者総合支援法による補装具費支給制度を利用することができます。原則として、費用の1割を利用者が負担することとなります。


ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。また、補装具は原則として1種目について1個の支給が対象となります。

手続きは各自治体によって異なる場合があります。
詳しくは各市区町村の福祉課にお問合せください。

1 身体障害者手帳の交付手続き



2 補聴器の交付手続き



■ 聴覚障害程度等級表

級別	対象器種の目安	聴覚障害
2級	重度難聴用	両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの (両耳全ろう)
3級		両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの (耳介に接し なければ大声語 を理解し得ないもの)
4級	高度難聴用	1. 両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの (耳介に 接しなければ話声語を理解し得ないもの) 2. 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの
6級		1. 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの (40センチメートル以上の距離で発声された会話を 理解し得ないもの) 2. 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴 力レベルが 50デシベル以上のもの

■ 補聴器購入基準価格

重度難聴用ポケット型	55,800円
重度難聴用耳かけ型	67,300円
高度難聴用ポケット型	41,600円
高度難聴用耳かけ型	43,900円

※住民票のある市区町村